

全自动生化分析仪

Celercare[®] V2



试剂组合	检测项目	临床适用范围（辅助诊断）
健康检查(16)	总蛋白 白蛋白 球蛋白* 白蛋白/球蛋白* 总胆红素 丙氨酸氨基转移酶 碱性磷酸酶 肌酸激酶 淀粉酶 尿素氮 肌酐 尿素氮/肌酐比* 钙离子 无机磷 总胆固醇 葡萄糖	肝胆、泌尿系统、糖代谢及脂代谢、胰腺疾患、心血管疾患
手术前检测(7)	总蛋白 丙氨酸氨基转移酶 碱性磷酸酶 尿素氮 肌酐 尿素氮/肌酐比* 葡萄糖	肝脏、泌尿系统疾患及糖代谢疾患
手术前检测+(10)	总蛋白 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 碱性磷酸酶 肌酸激酶 乳酸脱氢酶 尿素氮 肌酐 尿素氮/肌酐比* 葡萄糖	肝胆、泌尿系统疾患、糖代谢疾患及心血管系统疾患
肝肾检查(12)	总蛋白 白蛋白 球蛋白* 白蛋白/球蛋白* 总胆红素 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 γ -谷氨酰基转移酶 尿素氮 肌酐 尿素氮/肌酐比* 葡萄糖	肝胆、泌尿系统疾患、糖代谢异常疾病
肝功检查(11)	总蛋白 白蛋白 球蛋白* 白蛋白/球蛋白* 总胆红素 直接胆红素 间接胆红素* 丙氨酸氨基转移酶 天门冬氨酸氨基转移酶 γ -谷氨酰基转移酶 碱性磷酸酶	肝胆系统疾患
肾功检查(9)	白蛋白 尿素氮 肌酐 尿素氮/肌酐比* 二氧化碳 钾离子 钙离子 无机磷 尿酸	泌尿系统疾患
电解质检测(8)	二氧化碳 钠离子 钾离子 钠/钾比* 钙离子 无机磷 镁离子 氯离子	水盐代谢疾患
急重症检测(10)	丙氨酸氨基转移酶 尿素氮 肌酐 尿素氮/肌酐比* 二氧化碳 钠离子 钾离子 钠/钾比* 氯离子 葡萄糖	肝脏、肾脏疾患、糖代谢及水盐代谢障碍等

Celercare V2技术参数

支持动物	除犬、猫外可以根据临床需要自行添加检测动物参数	检测标本	抗凝全血、血清、血浆
样本用量	100微升	单位模式	国际单位、英制单位
检测时间	约10分钟/标本	操作模式	单样本多指标，可连续检测，无需预热
分析方法	连续监测比色法、终点比色法、比浊法	温控精度	37°C $\pm$ 0.1°C
数据容量	至少50000组病患数据+质控数据	操作界面	8寸彩色LCD触摸屏，全中文操作界面
数据通讯	内置热敏打印机，USB，RS232接口，以太网口	工作环境	温度：15-32°C，湿度：40-80%
电源要求	AC100V-240V，50-60Hz	尺寸&重量	330mm(高) x 230mm(宽) x 255mm(长)、约6.0Kg

样本添加



上机检测



输出结果

