

全自动生化分析仪

Pointcare[®] V2



试剂组合	检测项目	临床适用范围
健康检查16项	总蛋白TP 白蛋白ALB 球蛋白*GLO* 白蛋白/球蛋白*A/G* 丙氨酸氨基转移酶ALT 碱性磷酸酶ALP 总胆红素TBIL 肌酐CRE 尿素氮BUN 尿素氮/肌酐比*BUN/CRE* 葡萄糖GLU 总胆固醇CHOL 肌酸激酶CK 淀粉酶AMY 钙离子Ca ²⁺ 无机磷P	肝胆系统、泌尿系统、糖代谢、脂代谢、胰腺、心血管系统疾患
手术前检测7项	总蛋白TP 丙氨酸氨基转移酶ALT 碱性磷酸酶ALP 肌酐CRE 尿素氮BUN 尿素氮/肌酐比*BUN/CRE* 葡萄糖GLU	肝脏系统、泌尿系统、糖代谢疾患
手术前检测+10项	总蛋白TP 丙氨酸氨基转移酶ALT 天冬氨酸氨基转移酶AST 碱性磷酸酶ALP 肌酐CRE 尿素氮BUN 尿素氮/肌酐比*BUN/CRE* 葡萄糖GLU 肌酸激酶CK 乳酸脱氢酶LDH	肝胆系统、泌尿系统、糖代谢及心血管系统疾患
肝肾检查12项	总蛋白TP 白蛋白ALB 球蛋白*GLO* 白蛋白/球蛋白*A/G* 丙氨酸氨基转移酶ALT 天冬氨酸氨基转移酶AST γ-谷氨酰基转移酶GGT 总胆红素TBIL 肌酐CRE 尿素氮BUN 尿素氮/肌酐比*BUN/CRE* 葡萄糖GLU	肝胆系统、泌尿系统、糖代谢疾患
肝功检查11项	总蛋白TP 白蛋白ALB 球蛋白*GLO* 白蛋白/球蛋白*A/G* 丙氨酸氨基转移酶ALT 天冬氨酸氨基转移酶AST γ-谷氨酰基转移酶GGT 碱性磷酸酶ALP 总胆红素TBIL 直接胆红素DBIL 间接胆红素*IBIL*	肝胆系统疾患
肾功检查9项	白蛋白ALB 尿酸UA 肌酐CRE 尿素氮BUN 尿素氮/肌酐比*BUN/CRE* 钾离子K ⁺ 钙离子Ca ²⁺ 无机磷P 二氧化碳TCO ₂	泌尿系统疾患
电解质检查8项	钾离子K ⁺ 钠离子Na ⁺ 钠/钾比*Na ⁺ /K ⁺ * 氯离子Cl ⁻ 钙离子Ca ²⁺ 镁离子Mg ²⁺ 无机磷P 二氧化碳TCO ₂	水盐代谢疾患
急重症检测10项	丙氨酸氨基转移酶ALT 肌酐CRE 尿素氮BUN 尿素氮/肌酐比*BUN/CRE* 葡萄糖GLU 钾离子K ⁺ 钠离子Na ⁺ 钠/钾比*Na ⁺ /K ⁺ * 氯离子Cl ⁻ 二氧化碳TCO ₂	肝脏系统、肾脏系统、糖代谢、水盐代谢疾患
血氨检测	血氨NH ₃	肝性脑病的诊断和鉴别
复查3项	总蛋白TP 白蛋白ALB 丙氨酸氨基转移酶ALT 碱性磷酸酶ALP 总胆红素TBIL 肌酐CRE 尿素氮BUN 总胆固醇CHOL 肌酸激酶CK 淀粉酶AMY 钙离子Ca ²⁺ 无机磷P 葡萄糖GLU	宠物复查或检查术后宠物恢复情况等
异宠健康检查15项	总蛋白TP 白蛋白ALB 球蛋白*GLO* 白蛋白/球蛋白*A/G* 天冬氨酸氨基转移酶AST 尿酸UA 葡萄糖GLU 肌酸激酶CK 钾离子K ⁺ 钠离子Na ⁺ 钠/钾比*Na ⁺ /K ⁺ * 氯离子Cl ⁻ 钙离子Ca ²⁺ 无机磷P	禽类、爬虫类宠物健康
大动物健康检查11项	总蛋白TP 白蛋白ALB 球蛋白*GLO* 天冬氨酸氨基转移酶AST γ-谷氨酰基转移酶GGT 碱性磷酸酶ALP 尿素氮BUN 肌酸激酶CK 钙离子Ca ²⁺ 镁离子Mg ²⁺ 无机磷P	大型动物，如马、牛、羊等健康

Pointcare V2技术参数

支持动物	除犬、猫外还可以根据临床需要自行添加检测动物参数	电源要求	AC100V-240V，50-60Hz
检测标本	抗凝全血、血清、血浆	盘片信息读取	分析仪系统读取试剂盘二维码信息
样本用量	100微升	操作界面	3.5寸彩色LCD触摸屏，中英文操作界面
盘片信息	大容量二维码包含定标等盘片信息，用户无需校准和定标	数据容量	至少50000组样本数据+质控数据
检测时间	约10分钟/标本	数据通讯	3G、WIFI、USB2.0、支持LIS
温控精度	37°C±0.2°C	结果打印	通过生化管理平台、热敏打印机（选配）进行打印
工作环境	温度：15-30°C，湿度：40-80%	尺寸&重量	175mm(高) x 125mm(宽) x 210mm(长)、约2.5Kg



样本添加



上机检测



输出结果

Ver 1.7



电话：86.22.5986 1155
传真：86.22.5986 1156
网址：www.mnchip.com
邮编：300457
地址：中国天津市开发区信环西路19号2号楼

最终解释权归天津微纳芯科技有限公司所有